

三井式温熱治療器Ⅲ < 家庭用管理医療機器 >



- 取扱説明書、保証書
- 白布カバー2枚
- 温熱セルフケアのポイント
(分かりやすい使い方ガイド)
- 持ち運びに便利なキャリングケース付



「温める」「ゆるめる」「刺激する」さらに「きれいに」

ご自宅で手軽にできる温熱セルフケア !!

■三井温熱治療器Ⅲの効能効果の範囲

- ①疲労回復 ②血行をよくする ③筋肉の疲れをとる ④筋肉のこりをほぐす
- ⑤神経痛、筋肉痛の痛みの緩解 ⑥胃腸の働きを活発にする

**組合員様向け
特別優待 !!**

温熱治療器の体験会に参加されたい方、治療器に興味をお持ちの方、三井温熱で開催される「セルフケア【使い方】講習」に無料にてご招待いたします。

- 開催場所：三井温熱浅草セミナールーム
- 開催スケジュールは下記 URL をご覧ください
<http://onnetsu.jp/schedule/>
- お申し込みは：☎0476-37-8771 または
e-mail : info@mitsui-onnetsu.co.jp へ

■かんたん操作で使いやすく、安心。

あんしん ①大きなヘッド部分


発熱板表面にはセラミックコーティングがしてあり、そこから放射される遠赤外線が効率よく体を温めていきます。

あんしん ②温度設定が簡単なコントロールパネル

身体の状態に合わせ、5段階の中から温度設定が選べます。残り時間も表示され、1時間経つと自動的に電源が切れます。

あんしん ③軽量で手に馴染みやすい

グリップ部分は、片手でも楽に動かせます。穏やかなカーブがついて、背中や腰など背部にもあてやすい形状になっています。



<温熱器をもっと身近にお使いいただける関連商品>

※別売りオプション
「マイハンドらくらく」

■手の届かない場所でも
自由自在に「注熱」。



★ご参加当日は、この紙面をご持参ください。

発売元：三井温熱株式会社 <http://mitsui-onnetsu.co.jp>